

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Marca | MEPILEX® TRANSFER Ag Safetac® |
| Fabricante | MOLNLYCKE. |
| Procedencia | FINLANDIA. |
| Presentación | Unidad. |
| Certificaciones | ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001 |



CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

| Uso | Heridas infectadas, colonizadas críticamente o en riesgo de infección. Heridas con rango de exudado moderado a alto, muy eficaz en lugares de difícil cobertura (axilas, cuello, perine). Heridas traumáticas, quemaduras de espesor parcial, heridas quirúrgicas, úlceras venosas o de pie diabético. Tiempo de uso hasta por 14 días. El apósito debe sobrepasar los límites de la herida en 2 cm. Puede ser utilizado bajo capas de compresión. | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|--|
| Descripción | Delgada capa de fina espuma de poliuretano con plata iónica y tecnología Safetac® , transfiere el exudado de la herida a un apósito secundario. | | | | | | | | | |
| Ventajas de Uso | Transfiere el exudado a un apósito secundario, mantiene una humedad óptima en la herida y piel circundante, es muy flexible, se adapta fácilmente a superficies irregulares, se puede recortar y por sus tamaños es ideal para cubrir zonas extensas. Es un apósito primario, lamina de contacto que puede permanecer sobre el lecho de la herida hasta por 14 días. Siempre debe utilizarse apósito secundario sobre este. | | | | | | | | | |
| Esterilización | EO. | | | | | | | | | |
| Precauciones | No usar por mas de 4 semanas seguidas. No utilizar en personas con alergia a la Plata. | | | | | | | | | |
| Medidas | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 x 12,5 cm.</td> <td>5 unidades por caja</td> </tr> <tr> <td>15 x 20 cm.</td> <td>10 unidades por caja</td> </tr> <tr> <td>20 x 50 cm.</td> <td>2 unidades por caja</td> </tr> </tbody> </table> | Tamaño | Unidades | 10 x 12,5 cm. | 5 unidades por caja | 15 x 20 cm. | 10 unidades por caja | 20 x 50 cm. | 2 unidades por caja | |
| Tamaño | Unidades | | | | | | | | | |
| 10 x 12,5 cm. | 5 unidades por caja | | | | | | | | | |
| 15 x 20 cm. | 10 unidades por caja | | | | | | | | | |
| 20 x 50 cm. | 2 unidades por caja | | | | | | | | | |