


Marca	MESALT®
Fabricante	MOLNLYCKE.
Procedencia	GOTEMBURGO, SUECIA.
Presentación	Unidad / caja de 30 unidades.
Certificaciones	ISO 9001 – CE 0086 – FDA – EN46001



CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

Uso	Mesalt® está indicado para el cuidado de heridas con altos niveles de exudado, heridas infectadas en fase inflamatoria y heridas cavitadas profundas como por ejemplo: úlceras por presión, úlceras pie diabético y heridas quirúrgicas dehiscentes.	
Descripción	Mesalt® está fabricado con gasa no tejida de viscosa/poliéster absorbente impregnado con cloruro sódico. Contribuye a la limpieza de heridas con exudado moderado-abundante incluyendo heridas infectadas. Absorbe el exudado, bacterias y tejido no viable húmedo. Contribuye eficazmente a la limpieza de las heridas.	
Componentes	Gasa no tejida de Viscosa 67%, fibras de poliéster 33%, libre de látex. Impregnada con cloruro de sodio al 20% en forma microcristalina.	
Ventajas de Uso	El exudado de la herida libera el cloruro de sodio del apósito estimulando con eficacia la limpieza de la herida en fase inflamatoria absorbiendo exudado, bacterias y tejido desvitalizado; facilitando así el proceso natural de curación de la lesión. Se recomienda el cambio diario o PRN.	
Esterilización	STERILE 	
Precauciones	Nota: Mesalt® no está indicado para heridas con bajo nivel de exudado. No debe ir en contacto directo con hueso o tendón.	
Medidas	Tamaño	Unidades
	10 x 10 cm.	30 unidades x caja