


Marca	NORMLGEL® AG.
Fabricante	MOLNLYCKE.
Procedencia	UNITED KINDOM.
Presentación	Unidad / caja de 10 unidades.
Certificaciones	ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001



CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

Uso	<p>Gel acuoso que rehidrata y facilita el desbridamiento natural del tejido no viable. NormlgeL®Ag se aplica sobre el lecho de la herida, pero no en la piel sana de alrededor. Provee una barrera antimicrobial por 3 días. Aporta humedad a la herida y con ello contribuye a mantener un entorno húmedo que beneficia al proceso de curación de la herida; favorece el desbridamiento autolítico y protege el tejido en formación.</p> <p>NormlgeL®Ag se puede utilizar en heridas en fase de granulación y heridas abiertas como úlceras por presión, úlceras venosas, arteriales o mixtas, úlceras pie diabético, quemaduras de espesor parcial y heridas quirúrgicas abiertas. NormlgeL Ag también se puede utilizar en heridas cubiertas por fibrina seca.</p>					
Descripción	<p>NormlgeL®Ag es una solución de NaCl al 0,9% mas plata en forma de gel. La composición está basada en agua purificada más cloruro de sodio al 0.9% y goma xántica, la cual le da viscosidad.</p> <p>Proporciona un ambiente húmedo adecuado para la curación de la lesión y además permite el desbridamiento autolítico.</p> <p>Su tiempo de uso es hasta por 3 días.</p>					
Componentes	Cloruro de sodio al 9 %, agua purificada y goma Xántica e iones de plata.					
Ventajas de Uso	NormlgeL®Ag está indicado para suavizar y soltar tejido no viable. Al proporcionar un ambiente húmedo favorece y protege el tejido en formación. Provee una barrera antimicrobial por 3 días.					
Esterilización						
Precauciones	Almacenar a temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas (Frio y calor).					
Medidas	<table border="1"> <tr> <th>Tamaño</th> <th>Unidades</th> </tr> <tr> <td>45 grs.</td> <td>10 unidades por caja</td> </tr> </table>	Tamaño	Unidades	45 grs.	10 unidades por caja	
Tamaño	Unidades					
45 grs.	10 unidades por caja					